



MEDISAVER



ACİL ÇAĞRI VE HASTA TAKİP SİSTEMİ

www.medisaver.net



MEDISAVER





Hizmet Kalitesinde Bir İlk “MEDISAVER”

Sağlık kurumlarında hem çağrı hem de medikal süreçleri bir araya getiren Medisaver, çalışan ve hasta güvenliğini artırırken sağlık bakım hizmet kalitesinin yükseltilmesini sağlamaktadır.

www.medisaver.net



ACİL ÇAĞRI VE HASTA TAKİP SİSTEMİ NEDİR?



Sağlık kurum ve kuruluşlarında hastaların ve hemşirelerin hasta başında;

- Acil çağrı açmasını,
- Açılan çağrıların pager, telefon veya panolara hızlı bir şekilde iletilmesini,
- Çağrılarının sonlandırılmasını,
- Medikal verilerinin hastanın bulunduğu yerden girilmesini ve geçmiş medikal verilerin gösterimini,
- Hastalara ilaç alma zamanlarının hatırlatılmasını,
- Kritik test değerlerinde doktorun uyarılmasını,
- Konsültasyon hizmetlerinin kontrol edilmesini ve bütün bu süreçlerin ölçülmesini sağlayan bir sistemdir.

SİSTEMİN AMACI

- Hasta güvenliğinin sağlanması,
- Çalışan güvenliğinin sağlanması,
- Sağlık bakım hizmet kalitesinin artırılması,
- İş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılması, dijital hastane oluşturulması,
- Etkin ilaç kullanımı ve kayıpların önlenmesi
- Etkili iletişimin sağlanması, kritik test değerlerinde doktorun bilgilendirilmesi,
- Konsültasyon hizmetlerinin kontrol edilmesi,
- Çalışanların işgücü kaybının önlenmesi ve verimliliğinin artırılması,
- Hukuki sorunların önlenmesi,
- Kişisel ve kurumsal performansın ölçülmesi.





**'HASTA VE
ÇALIŞANLARINIZ
ARTIK
GÜVENDE!'**



SİSTEMİN FONKSİYONLARI

İki ana fonksiyonu birarada bulundurmaktadır.

- 1.Çağrı Yönetimi,
- 2.Hastanın tedavi bakım sürecinin takip edilmesi

1.Çağrı Yönetimi (Hemşire çağrı, Temizlik çağrı, Mavi Kod, Siyah Kod, Pembe Kod)

- Çağrı Başlatma
- Çağrı İletme
- Çağrı Sonlandırma
- Çağrı loglama

2.Hastanın tedavi bakım sürecinin takip edilmesi

- Hasta başında Medikal Verilerin Girilmesi ve Gösterimi
- Kritik Laboratuvar Değerlerinde Doktorun Uyarılması
- İlaç Takip ve Hatırlatma
- Yatan Hastalarda Konsültasyon Takip ve Sonlandırma
- Acil Servise Konsültan Doktor Çağırma ve Takip
- Hastane Bilgi sistemleri ile entegrasyon

MEDISAVER

**Basit,
Hızlı ve
Kullanışlı...**



SİSTEMİN ÖZGÜN VE YENİLİKÇİ YÖNLERİ

➤ Acil Çağrı ve Hasta Takip Sistemi, sağlık hizmet sunumunda kalitenin artırılması, veri giriş kolaylığı sağlanarak elektronik sağlık kaydı kültürünün oluşmasını, hasta güvenliğinin sağlanmasını ve kurumsal maliyetlerin düşürülmesini düşünülerek özgün bir sistem olarak tasarlanmıştır. Bu sayede, hastanın sağlık durumunun 7x24 saat gözlemlenmesi ve hasta ile ilgili medikal verilerin yerinde girilmesi, acil durumlarda hasta ve hemşirenin, doktorları, güvenlik veya temizlik personelinin tek butonla olay yerine müdahale etmesini sağlaması, hastanın kullandığı ilaçların kayıt altına alınarak kayıp ve kaçakların önlenmesi, konsültasyon hizmetlerinin kontrol edilmesini, kritik laboratuvar test değerlerinde ilgili doktorun uyarılmasını ve bütün bu işlemlerin suistimalleri önleyecek şekilde ölçülmesi ve değerlendirilmesi konusunda yenilikçi yönleri vardır.

➤ Sistem, elektronik sağlık kaydı veritabanı sayesinde hastanede sağlık çalışanlarının performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesini sağlamakta olup sağlık hizmetlerinin kalitesini kontrol altında tutmaktadır. Bu sayede, sistemden kurumsal performansa ve kaliteye dayalı bilgiler elde edilip politika yapıcılara karar vermede yardımcı olacak unsurlar oluşturmaktadır.

➤ Çözüm, hasta odasında yaşanan süreçleri kapsamaktadır. Yaşanan süreçlerde hep göz ardı edilen idari ve hukuki sorunların çözümünü de gerçekleştirilmektedir.

➤ Sonlandırma özelliği sayesinde mavi kod, pembe kod, siyah kod alarm butonları ile yapılan çağrılarda yapılan işlem, işlemi yapan, işlemin başlangıç ve bitiş zamanı merkezi olarak kaydedilmektedir.

➤ Tüm görevli personelin sonlandırma ve performansları bu sistem sayesinde otomatik olarak ölçülmekte ve suistimallere izin verilmemektedir.

➤ Hastanın medikal değerleri (ANTA (ateş,nabız,tansiyon), diyaliz parametreleri vb girilmektedir. Ayrıca hastanın son 24 saatlik medikal değerleri grafiksel olarak gösterilmektedir.


➤ Sistem, Diyaliz birimlerine yönelik özel çözümleri desteklemektedir.

➤ Medikal veri türü ile ilgili sınırsız parametre tanımlanabilmektedir.

➤ Hastanın ilaç zamanlarının kontrol edilmesi ve tek doz ilaç takibinin yapılmasını sağlamaktadır.

➤ Acil serviste ve yatan hastalarda konsültasyon isteklerinin kontrol edilmesini sağlamaktadır.






ACIL ÇAĞRI VE HASTA TAKİP SİSTEMİ SİSTEM BİLEŞENLERİ

- Acil Çağrı ve Hasta Takip Cihazı (Medisaver)
- Çağrı cihazları (Pager)
- PBX Entegrasyonu (çağrı cihazlarına alternatif)
- Led veya LCD Pano (acil çağrılar için)
- Kablosuz Aktarım Cihazları (çağrı cihazları kullanıldığında)
- Kimlik kartları (Proximity veya Mifare)
- Merkezi Yönetim Yazılımı

ACİL ÇAĞRI VE HASTA TAKİP (MEDISAVER)

- Cihaz üzerindeki butonlar
- Mavi Kod
- Siyah Kod
- Pembe Kod
- Hemşire Çağrı
- Güvenlik Çağrı
- Sonlandırma
- ANTA (Ateş, Nabız, Tansiyon)
- Yukarı ve aşağı ok tuşları
- Enter tuşu
- Yeni bir tanımlama yapabilmek için boş bir buton
- 0-9 arası tuş takımı ve *, #, SİL, GERİ tuşları
- Bütünleşik RFID Kart Okuyucu (Proximity veya Mifare)
- 128x64 pixel veya 8 satır x 21 karakter ebatında grafik LCD ekran
- Ayrıca Hastalar için kablolu el butonu (Hemşire ve Temizlik çağrı için)



LED

ÇAĞRI CİHAZLARI

PAGER



- Mavi Kod ekibi, doktor, hemşire, güvenlik ve temizlik personeli tarafından kullanılacaktır.
- Estetik ve kolayca taşınabilir.

TELEFON



- Acil çağrıların masaüstü telefon, dect telefon veya gsm telefonlarına yönlendirilmesi sağlanacaktır.



WEB MODÜLLERİ

- Hastane yöneticisi, doktor, sorumlu hemşire, hemşire, güvenlik ve temizlik ekipleri tarafından kullanılacaktır.

KABLOSUZ AKTARIM CİHAZLARI

- Bina içerisinde çağrı cihazları ile kablosuz iletişim yapılabilmesi için gerekli olan cihazlardır.
- Çağrı mesajlarının hastanenin içinde ve 100 metre çevresindeki alanda herhangi bir noktada çağrı cihazlarına ulaştırabilmektedir.
- Kısa Mesafe Telsiz (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun çıkarmış olduğu) yönetmeliğine uygundur.
- Kapsama alanı ek cihazlarla genişletilebilmektedir.
- Hasta ve ekipmanı etkileme riski bulunmamaktadır.



MEVCUT PBX ENTEGRASYONU

- Acil çağrıların masaüstü telefon, dect telefon veya gsm telefonlarına yönlendirilmesi
- Sunucuya PBX entegrasyonu sağlanacak.
- Mesajların alıcılar tarafından sesli olarak alınması
- Alınan mesajlarda çağrı açılan hastanın blok no, kat no, oda no, yatak no bilgilerinin seslendirilmesi
- Mesajlar önceden hazırlanmış ses postaları oluşturulacak.

RFID KİMLİK KARTLARI (MIFARE VEYA PROXIMITY KART)

- Sağlık çalışanları, güvenlik ve temizlik ekipleri tarafından kullanılacaktır.
- Kartlar Proximity ve MiFare standardında olabilir. (Kurumun mevcut kartları kullanılabilir)
- Kart yüzeyi parlaktır.
- Kartlar, bakım gerektirmeyen özelliktedir.
- Kartlar, harici şartlara uygun olup, sudan, yağlı maddelerden vs. etkilenmemel
- Kartlar, ISO standardında kredi kartı boyutlarındadır.



SUNUCU BİLGİSAYAR

➤ Üzerinde Merkezi Yönetim yazılımı çalışacaktır.

Olması gereken minimum özellikler;

- Çift işlemci
- 2 GB RAM
- 250 GB HDD
- 100 Mbps Ethernet Kartı
- RS-232 port
- DVD-RW



RS-485 ETHERNET ÇEVİRİCİ

- Client/Server çalışabilme (TCP/IP soket bağlantısı)
- Dinamik IP alabilme
- Http üzerinden ayar yapabilme (web arayüzü)



GÜÇ KAYNAĞI

- 220 V AC giriş
- 12 V DC çıkış



KABLO

- Ana besleme ve İletişim hattı için çok damarlı blendajlı sinyal ve kontrol kablosu
- Cihaz Bağlantıları için ayrıca blendajlı sinyal ve kontrol kablosu



MEDISAVER
www.medisaver.net



Sağlık Hizmet Kalitesi ve Hasta Güvenliği İçin


MEDISAVER

Yatan hastanın sağlık verilerinin
bulunduğu yerden girilebilmesini,

Doktor ve hemşirelerin hastanın
sağlık verilerini görebilmesini,

Acil çağrı açılabilmesi / sonlandırılabilmesi ve
bütün bu süreçlerin ölçülebilmesini

sağlayan bir sistemdir.



Hastane Yöneticisi

- Hastane yöneticisi, sistemdeki tüm çağrı ve iş akışlarını gözlemleyebilmektedir.
- Günlük veya istenilen iki tarih arasında açılan hemşire çağrı, temizlik çağrı, mavi kod, siyah kod, pembe kod ve sonlandırılmayan tüm çağrıları görebilmekte ve istatistik raporu alabilmektedir.
- Hastaların, Anta (ateş, nabız, tansiyon), sıvı balans değeri ve ilaç bilgilerini görebilme yetkisine sahiptir.
- Personel bazında performans raporu alabilmektedir. Raporları Excel, Word, Pdf ve Csv formatında rapor alabilmektedir.

Hemşire

- Hemşire, sorumlu olduğu birimdeki çağrıları takip edebilme ve sorgulayabilmektedir.
- Anlık açılan hemşire çağrı, temizlik çağrı, mavi kod, siyah kod, pembe kod veya sonlandırılmayan tüm çağrıları görebilmektedir.
- Ekrandaki bilgilerin Excel, Word, Pdf ve Csv formatında raporunu alabilmektedir.
- Servisindeki hastaların anta ve ilaç bilgilerini görebilmektedir.
- Servisindeki hastaların ilaç bilgilerini girebilmektedir.
- Kendisi için çağrı cihazına (pager) atama yapabilmektedir.

Doktor

- ▶ Doktor, sorumlu olduğu birimdeki hastaların ANTA (ateş, nabız, tansiyon), ilaç bilgilerini takip edebilmekte ve sorgulayabilmektedir.
- ▶ Sorumlu olduğu servisin çağrılarını görme yetkisine sahiptir .
- ▶ Sorumlu olduğu servisteki hasta veya hastaların anta giriş bilgilerini, ilaç bilgilerini, hasta sıvı balans değeri ve ilaç verilip verilmediği görebilmektedir.
- ▶ Günlük veya istenilen iki tarih arasında hastaların anta, sıvı balans değerleri, ilaç bilgilerini ve ilaç verilip verilmediğini görebilmekte ve istatistik raporu alabilmektedir.
- ▶ Raporları Excel, Word, Pdf ve Csv formatında raporunu alabilmektedir.

Sorumlu Hemşire

- Sorumlu hemşire, sorumlu olduğu birimdeki çağrılarını takip edebilmekte ve sorgulayabilmektedir.
- Günlük veya istenilen iki tarih arasında açılan hemşire çağrı, temizlik çağrı, mavi kod, siyah kod, pembe kod ve sonlandırılmayan tüm çağrılarını görebilmekte ve istatistik raporu alabilmektedir.
- Raporları Excel, Word, Pdf ve Csv formatında raporunu alabilmektedir.
- Hastaların, Anta (ateş, nabız, tansiyon), sıvı balans değeri ve ilaç bilgilerini görebilme yetkisine sahiptir.
- Kendisi için çağrı cihazına (pager) atama yapabilmektedir.

Güvenlik Personeli

- ▶ Güvenlik personeli, sorumlu olduğu birimdeki güvenlik çağrılarını takip edebilmektedir.
- ▶ Sadece siyah kod ve pembe kod çağrılarını görme yetkisine sahiptir.
- ▶ Kendisi için çağrı cihazına (pager) atama yapabilmektedir.

Güvenlik Amiri

- Güvenlik Amiri sorumlu olduğu birimdeki güvenlik çağrılarını takip edebilmekte ve sorgulayabilmektedir.
- Sadece siyah kod ve pembe kod çağrılarını görme yetkisine sahiptir.
- Günlük veya istenilen iki tarih arasındaki siyah kod ve pembe kod ve sonlandırılmayan tüm çağrıları görebilmekte ve istatistik raporu alabilmektedir.
- Raporları Excel, Word, Pdf ve Csv formatında raporunu alabilmektedir.
- Kendisi için çağrı cihazına (pager) atama yapabilmektedir.

Temizlik Amiri

- Temizlik Amiri sorumlu olduğu birimdeki temizlik çağrılarını takip edebilme ve sorgulayabilmektedir.
- Sadece temizlik çağrılarını görme yetkisine sahiptir.
- Günlük veya istenilen iki tarih arasında açılan temizlik çağrılarını ve sonlandırılmayan tüm çağrıları görebilmekte ve istatistik raporu alabilmektedir.
- Raporları Excel, Word, Pdf ve Csv formatında raporunu alabilmektedir.
- Kendisi için çağrı cihazına (pager) atama yapabilmektedir.

Erişim Kontrolü ve Güvenlik

- Kullanıcı şifreleri sistemde, kodlanmış (encrypted) olarak saklanmaktadır. Sistem, kullanıcı şifrelerinin güçlü şifre kriterlerine uygun olup olmadığını denetlenmektedir.
- Her kullanıcının yetki ve sorumlulukları ayrılmıştır.
- Sistem, otomatik olarak bir günlük tutmaktadır. Gerçekleştirilen aktivitenin ne olduğu (kayıt ekleme, değiştirme, arama, v.s), kimin tarafından gerçekleştirildiği, gerçekleşme tarih ve saati.
- Yazılım çok katmanlı mimariye uygun olarak tasarlanmıştır.
- Herhangi tarayıcıdan erişilmektedir.
- Veriler ilişkisel veri tabanında tutulmaktadır.
- Veriler yedeklenmektedir. Veri tabanının veri yedekleme fonksiyonu kullanılmaktadır.

Administrator

- Administrator, sistemin genel yönetimini yapabilmektedir.
- Sistemdeki tüm tanımlamaları (yazılım konfigürasyonu ve veri girişi elemanının yaptığı tanımlamaları) yapma yetkisine sahiptir.

Veri Giriş Personeli

- Veri giriş personeli, yetkileri dahilinde veri girişi ve tanımlama yapabilmektedir.
- Sistemde verilen yetki kapsamına göre tanımlamaları yapma yetkisine sahiptir.
- HBS'den bağımsız olarak hastanın ilaç bilgilerini, sıvı değerlerini ve konsültasyon bilgilerini girebilmektedir.

Temizlik Personeli

- Temizlik personeli, sorumlu olduğu birimdeki temizlik çağrılarını takip edebilmektedir.
- Sadece açılan temizlik çağrılarını görme yetkisine sahiptir.


Mavi Kod Ekibi

- Mavi Kod personeli kendisi için çağrı cihazına (pager) atama yapabilmektedir.


MEZSAVER SORUMLU HEMŞİRE MODÜLÜ

CAĞIRILAN	HASTA DEĞİŞİR BİLGİLERİ	İLETİŞİM CANLIZ BİLGİSİ	SİFRE DEĞİŞİR																																																								
Astır Çağırılar	HAZİR BİLGİLERİ SORULMUŞ																																																										
Çağır Başlatma	Başlangıç Tarihi : 02.06.2010 Bitti Tarihi : 06.07.2010 Çağır Türü : Diğer Personel : Yasemin GÜNEL	Teknizm No : Protokol No : Hasta :	 																																																								
Gratifikat Çağır Başlatma	Arama Sonuçları																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Çağır Türü</th> <th>Hasta</th> <th>Başlangıç Tarihi</th> <th>Bitti Tarihi</th> <th>Mühdehale Süresi(sn)</th> <th>Personel</th> <th>Çağır Durumu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HEMŞİRE</td> <td>ANHUT ANIK</td> <td>07.07.2010</td> <td>07.07.2010</td> <td>64</td> <td>Yasemin GÜNEL</td> <td>Çağır Sonlandırıldı.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>HEMŞİRE</td> <td>OSMAN TULUM</td> <td>17.30.16</td> <td>17.31.20</td> <td></td> <td>Yasemin GÜNEL</td> <td>Çağır Sonlandırıldı.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>HEMŞİRE</td> <td>OSMAN TULUM</td> <td>02.07.2010</td> <td>02.07.2010</td> <td>55</td> <td>Yasemin GÜNEL</td> <td>Çağır Sonlandırıldı.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>HEMŞİRE</td> <td>OSMAN TULUM</td> <td>02.07.2010</td> <td>02.07.2010</td> <td>31</td> <td>Yasemin GÜNEL</td> <td>Çağır Sonlandırıldı.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>HEMŞİRE</td> <td>HASANALİ ÇAĞRI</td> <td>02.07.2010</td> <td>02.07.2010</td> <td>51</td> <td>Yasemin GÜNEL</td> <td>Çağır Sonlandırıldı.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>HEMŞİRE</td> <td>YILDIRIM</td> <td>09.11.95</td> <td>09.12.95</td> <td></td> <td>Yasemin GÜNEL</td> <td>Çağır Sonlandırıldı.</td> </tr> </tbody> </table>			No	Çağır Türü	Hasta	Başlangıç Tarihi	Bitti Tarihi	Mühdehale Süresi(sn)	Personel	Çağır Durumu	1	HEMŞİRE	ANHUT ANIK	07.07.2010	07.07.2010	64	Yasemin GÜNEL	Çağır Sonlandırıldı.	2	HEMŞİRE	OSMAN TULUM	17.30.16	17.31.20		Yasemin GÜNEL	Çağır Sonlandırıldı.	3	HEMŞİRE	OSMAN TULUM	02.07.2010	02.07.2010	55	Yasemin GÜNEL	Çağır Sonlandırıldı.	4	HEMŞİRE	OSMAN TULUM	02.07.2010	02.07.2010	31	Yasemin GÜNEL	Çağır Sonlandırıldı.	5	HEMŞİRE	HASANALİ ÇAĞRI	02.07.2010	02.07.2010	51	Yasemin GÜNEL	Çağır Sonlandırıldı.	6	HEMŞİRE	YILDIRIM	09.11.95	09.12.95		Yasemin GÜNEL	Çağır Sonlandırıldı.
No	Çağır Türü	Hasta	Başlangıç Tarihi	Bitti Tarihi	Mühdehale Süresi(sn)	Personel	Çağır Durumu																																																				
1	HEMŞİRE	ANHUT ANIK	07.07.2010	07.07.2010	64	Yasemin GÜNEL	Çağır Sonlandırıldı.																																																				
2	HEMŞİRE	OSMAN TULUM	17.30.16	17.31.20		Yasemin GÜNEL	Çağır Sonlandırıldı.																																																				
3	HEMŞİRE	OSMAN TULUM	02.07.2010	02.07.2010	55	Yasemin GÜNEL	Çağır Sonlandırıldı.																																																				
4	HEMŞİRE	OSMAN TULUM	02.07.2010	02.07.2010	31	Yasemin GÜNEL	Çağır Sonlandırıldı.																																																				
5	HEMŞİRE	HASANALİ ÇAĞRI	02.07.2010	02.07.2010	51	Yasemin GÜNEL	Çağır Sonlandırıldı.																																																				
6	HEMŞİRE	YILDIRIM	09.11.95	09.12.95		Yasemin GÜNEL	Çağır Sonlandırıldı.																																																				


Sorumlu Hemşire Modülü




Hemşire Modülü İstatiksel Görünüm




Çağrı Sorgulama Grafiksel Gösterim



Hasta Tansiyon Değer Grafiği



Hastane Yöneticisi Modülü



Doktor Modülü

SAĞLIK BAKANLIĞI TEBLİĞ'İNDE SİSTEM TARAFINDAN KARŞILANAN HUSUSLAR

Acil Çağrı ve Hasta Takip Sistemi, Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı "SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ" de aşağıdaki hususları kapsamaktadır.

Madde - 8 İLETİŞİM GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA MEDISAVER ÇÖZÜMÜ

Hastanın medikal değerlerinin hastanın bulunduğu yerde medisaver cihazına girilerek ve Hastane Bilgi Sistemine atılması sağlanacaktır. Hastane bilgi sistemi, hastanın söz konusu değerler iletme seviyeyi aştığında gerekli alarm mekanizmalarını çalıştırarak ilgili kişileri uyacaktır.

Madde - 9 İLAÇ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI MEDISAVER ÇÖZÜMÜ

İlaç Hatırlatma sistemi sayesinde hastaya verilecek olan ilaçların türü, dozu, alınması gereken zamanlar hastaya ve hemşireye hatırlatılmaktadır. Hemşire hastaların ilaç alımını teyit etmekte, ilaç alınmadığı takdirde uyarı sistemi devreye girmektedir. Hastanın kullandığı ilaçlar detaylı olarak kayıt altına alınmaktadır. Aynı zamanda hastanın aldığı ve çıkardığı sıvı miktarları da ölçülmektedir.

Madde - 16 TEMEL YAŞAM DESTEĞİ SÜRECİNİN GÜVENCE ALTINA ALINMASI MEDISAVER ÇÖZÜMÜ

Mavi Kod çağrı açma, sonlandırma, ölçme ve değerlendirme işlemleri gerçekleştirmektedir.

Madde - 17 YENİDOĞAN VE ÇOCUK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI MEDISAVER ÇÖZÜMÜ

Pembe Kod çağrı açma, sonlandırma, ölçme ve değerlendirme işlemleri gerçekleştirmektedir.

Madde - 18 HASTA VE ÇALIŞANLAR İÇİN GÜVENLİK TEDBİRLERİ MEDISAVER ÇÖZÜMÜ

Siyah Kod çağrı açma, sonlandırma, ölçme ve değerlendirme işlemleri gerçekleştirmektedir.



'Hasta ve Çalışanlarınız' ARTIK GÜVENDE!

Medisaver, "Çalışan ve Hasta Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği"nin kurallarına uygun çalışmanızın garantisidir.



3 ARTI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi, Teknoplaza Binası, B blok, Zemin Kat, bz07 06830, Gölbaşı / ANKARA
Telefon: 0312 4848072 Telefon: 0312 4848077 GSM: 0530 663 03 69
www.medisaver.net medisaver@medisaver.net



M E D I S A V E R

‘Hasta ve Çalışanlarınız’ **ARTIK GÜVENDE!**

Medisaver, "Çalışan ve Hasta Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği"nin kurallarına uygun çalışmanızın garantisidir.